# EVALUIERUNG VON METHODEN ZUR BESTIMMUNG DER VENTILATORISCHEN SCHWELLEN IN DER SPIROERGOMETRIE

#### **Bachelorthesis**

Julian-Marvin Lütten Fachschule Lübeck, B.Sc. Biomedizintechnik

Angefertigt bei der cardioscan GmbH



## Inhalt

Einleitung

Methoden



#### Wissenschaftlicher Kontext

- Die cardioscan GmbH bietet Kunden Leistungsdiagnostik-Systeme zum Definieren von Trainingsbereichen
- Verfahren: nicht-invasive Spiroergometrie (aus lat. spirare: atmen, griech. ergo: Arbeit)
- 14,4 % Anstieg von Gesamtanzahl an Fitnessstudio-Mitgliedern zwischen 2014 und 2017 (44 % aller Betreiber im Sektor Gesundheits und Prävention)
- zukünftiges Setup: cardioscan Checkpoint Software (CCPS) + metabolicscan
   Spiroergometer + Fahrradergometer
- aktueller Auswertungsalgorithmus: RQ = 1 → anfällig für Fehler
- verbesserter Algorithmus f
  ür die CCPS notwendig



# Physiologische Grundlagen: Atmung

- Trainingszonendefinition anhand zweier von Prof. Karlman Wasserman geprägter Schwellen
- "Schwellen" basieren auf physiologischer Reaktion des Körpers auf erhöhte Belastung
- Ausgangspunkt: Atmung bzw. Gastransfer
- $RQ = rac{\dot{V}CO_2}{\dot{V}O_2}$  als zentraler Parameter der Atemfunktion
- RQ ist abhängig von Energiegewinnung und Stoffwechsellage Fettstoffwechsel in Ruhe: RQ = 0,7 Kohlenhydratstoffwechsel bei Aktivität: RQ ≥ 1
- RQ ist jedoch auch akut abhängig von Ernährung → problematisch



# Physiologische Grundlagen: Energiebereitstellung

- Bewegung des K\u00f6rpers wird durch mechanische Kontraktionen der Skelettmuskulatur bedingt
- aufgeteilt in primäre und sekundäre Energiegewinnung
- Primär: hydrolytische ATP-Spaltung als Energiequelle
- ATP-Muskelanteil reicht für ca. 1-2 s körperliche Arbeit
- ATP-Resynthese durch CrP: CrP-Muskelanteil reicht für ca. 5-6 s
- CrP-Konzentration für andauernde Belastung zu niedrig

- Sekundär: aerobe und anaerob-laktazide Glykolyse
- Glukose wird enzymatisch zu Pyruvat verarbeitet
- genug O<sub>2</sub>: direkte ATP-Resynthese durch Citratzyklus
- zunehmende Belastung → O<sub>2</sub> wird verbraucht: Reduktion des Pyruvats zu Milchsäure (HLa)

5/22



# Physiologische Grundlagen: Laktatproduktion

- $Glukose \rightarrow 2HLa \rightarrow 2H^{+} + 2La^{-}$
- steigende Belastung → andauernde La⁻- und H⁺-Produktion → metabolische Azidose
- Kompensation der Azidose: Bicarbonat-Puffersystem
- Bicarbonat (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) bindet H<sup>+</sup> zu instabiler Kohlensäure, die direkt zu CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O zerfällt
- anfallendes CO₂ muss über die Lunge eliminiert werden → messbarer Anstieg von exspiriertem CO₂
- Grundlage f
  ür ventilatorisches Schwellenkonzept



## Spiroergometrie: Ventilatorische Schwellen

- "Schwellen" = physiologisch bedingte Übergangsbereiche
- Ur-Begriff: Aerobe und anaerobe Schwelle (nach K. Wasserman, 1973)
- Heute: einheitliche Nomenklatur: 1. und 2. Ventilatorische Schwelle
- angegeben entweder in Form der Leistung (W) in W oder Herzfrequenz (HF) in s
- Pathophysiologische Indikatoren:

#### VT1

- Steigerung der Ventilation (VE)
- Zunahme der VCO<sub>2</sub> gegenüber der VO<sub>2</sub>


#### VT2

- Laktatexzess
- Metabolische Azidose
- überproportionale
   Ventilationszunahme





# Spiroergometrie: 9-Felder-Grafik



Beispiel einer 9-Felder-Grafik nach einer Spiroergometrie mit einer jungen sportlichen Frau



## Spiroergometrie: 9-Felder-Grafik

- grafisches Instrument der Spiroergometrie zum Vergleich vieler unterschiedlicher Messwerte
- Nummerierung von oben links nach unten rechts von eins bis neun
- kann je nach diagnostischem Schwerpunkt sehr komplex werden
- in der Sportmedizin sind nur bestimmte Felder relevant: Fokus auf Feld 4, 5, 6 und 9 (Scharhag-Rosenberger, 2013)
- Grafik muss auf Darstellung der ventilatorischen Schwellen reduziert werden
- mehrere existente Methoden zur Schwellenbestimmung



# Spiroergometrie: Methoden zur Schwellenbestimmung

- wissenschaftlich renommierteste Methoden wurden von AG Spiroergometrie zusammengefasst (Westhoff et al., 2012)
- zwei Methoden für jede Schwelle werden in dieser Arbeit untersucht

#### VT1

- V-Slope: erster überproportionaler Anstieg der VCO<sub>2</sub> gegenüber der VO<sub>2</sub>
- alleiniger Anstieg des Sauerstoff-Äquivalents EQO<sub>2</sub>


#### VT2

- überproportionaler Anstieg der VE gegenüber der VCO<sub>2</sub>
- Anstieg des Kohlenstoffdioxid-Äquivalents EQCO<sub>2</sub>


10/22



# Spiroergometrie: Bestimmung der VT1



Schematische Darstellung der V-Slope-Methode



Schematische Darstellung des EQO<sub>2</sub>

# Spiroergometrie: Bestimmung der VT1

## V-Slope


- grafischer Vergleich der VCO<sub>2</sub> und VO<sub>2</sub>
- Identifizierung charakteristischer Knickpunkte in der Steigung (engl: slope)

## EQO<sub>2</sub>


- grafischer Vergleich des Verhältnisses aus VE und VO<sub>2</sub> zur Zeit in min oder Leistung in W
- Tiefpunkt der EQO<sub>2</sub>-Kurve = POW (Hollmann, 1958) = VT1



# Spiroergometrie: Bestimmung der VT2



Schematische Darstellung des  ${\sf EQCO}_2$ 



Schematische Darstellung von  $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ 

# Spiroergometrie: Bestimmung der VT2

## EQCO<sub>2</sub>

- grafischer Vergleich des Verhältnisses aus VE und VCO<sub>2</sub> zur Zeit in min oder Leistung in W
- charakteristische "Badewannenform"
- Anstieg der Kurve = VT2

# VE/VCO<sub>2</sub>

- grafischer Vergleich der VE und VCO<sub>2</sub>, Analogie zum V-Slope
- überproportionale Steigungszunahme = VT2



## Fazit zur Problemstellung

- RQ = 1 ist als Methode in Studien umstritten
- RQ = 1 ist beeinflussbar (z.B. durch Ernährung)
- RQ = 1 wird unzureichend bei muskulärer Erschöpfung
- CCPS muss mit einem neuen und besseren Algorithmus optimiert werden
- vier alternative Methoden zur Bestimmung der VT1 und VT2 sind zu untersuchen



# 1. Einleitung Ziele der Arbeit

## Forschungsfragen

- 1. Eignet sich der metabolicscan zur Durchführung der Spiroergometrie?
- 2. Mit welcher Methode können die Schwellen optimal bestimmt werden?
- 3. Ist eine genauere Bestimmung der VT2 mit den neuen Methoden möglich?



# **Testprojekt**

- spiroergometrische Testmessungen mit 28 internen und externen Probanden
- Personen zwischen 18 und 60 Jahren
- Sportler und Nicht-Sportler
- Raucher sowie Nichtraucher
- Messwerterfassung zur grafischen Auswertung mittels ausgewählter Methoden zur Schwellenbestimmung



## Material & Testaufbau

- Laptop mit CCPS + angebundenes Ergometer der Firma Emotion Fitness
- zur vorangehenden Abklärung der kardialen Gesundheit: cardioscan cs-3 effect für Ruhe-EKG
- kalibriertes Modell des metabolicscan
- für jeden Probanden ein unbenutzter antibakterieller Polypropylen-Filter + flexibles Elastomer-Mundstück



18/22



#### Funktionsweise des metabolicscan

- Modularer Aufbau: Atemmodul + Analysemodul
- Atemmodul enthält einen Flowsensor
- Messung der Strömungsgeschwindigkeit der Inspirations- und Exspirationsluft
- Berechnung des Strömungsvolumens durch mathematische Integration über die Zeit
- Analysemodul enthält CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>-Sensormodul
- Pumpe saugt Luftanteil durch Probenschlauch zur Analyseeinheit
- CO<sub>2</sub>-Messung durch Infratotlichtabsorption
- Weiterleitung zum galvanischen O<sub>2</sub>-Sensor



## Aufbau des metabolicscan



metabolicscan: Analyseeinheit (rechts), Atemmodul (oben links), Filter (unten links) und Mundstück (blau)



# Messbedingungen

- alle Messungen im selben Raum
- Raumtemperatur zwischen 18 °C und 22 °C
- vor jeder Messung Belüftung des Raumes zur Minimierung des CO<sub>2</sub>-Anteils der Luft
- Ausschlusskriterien: akute fiebrige Infekte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen und Schwangerschaft
- keine anstrengenden Sporteinheiten am Vortag
- zwei Stunden vor der Messung keine Mahlzeiten/kein Koffein mehr
- gleichbleibende Trittfrequenz während der Messung



# **Vorbereitung einer Messung**

- Risikoabklärung + Anamnesebericht
- Ermittelung von K\u00f6rpergewicht und K\u00f6rpergr\u00f6\u00dfe
- Abklärung des Trainings- und Gesundheitszustandes
- zweiminütiger Herz-Stress-Test mit cardioscan
- Anlegen des Pulsgurtes zur HF-Überwachung während der Messung
- Justierung des Ergometer-Sattels
- Berechnung der maximalen Soll-Leistung in W mittels zweier Formeln (Jones und SHIP)
- Bestimmung des individuellen Belastungsprotokolls nach WHO- oder BAL-Schema (abhängig vom Trainingszustand)



#### **Abbruchkriterien**

- fallende HF trotz zunehmender Belastung
- allgemeine Herzbeschwerden, Engegefühl in der Brust
- Atemnot
- auffällige Blässe
- akute Kopfschmerzen
- Schwindel oder Sehstörungen
- starke subjektive Erschöpfung
- Beinschwäche oder Muskelkrämpfe
- andauernder Abfall der Trittfrequenz

